

INSTRUCTIONS



Pre-Finisher® Semi-custom Finishing Appliance

Size Selection

Symbols Used on Labeling

	Manufacturer.
	Date of manufacture.
	Authorized Representative in the European Community.
	Batch code.
	Caution! See warnings and precautions.
	Consult instructions for use.
	Do not re-use.
	Use by date.
	Do not use if package is damaged.
	Medical device.
	Prescription device.

ENGLISH

Indications for Use

This appliance is intended for use in orthodontic treatment.

Warnings

- This is a single-use device, intended for use for only one patient. Any reuse of this product will run the risk of cross-contamination to patients.
- A special millimeter ruler is enclosed for every Pre-Finisher in this kit. Each ruler is designed to be used just once if placed in the mouth.

Precautions

The Pre-Finisher Appliance will fit most occlusions, either following the removal of fixed appliances at the end of aligner treatment or in nearly normal occlusions, including those that have minor orthodontic relapse. Exceptions would include:

- Cases with tooth mass discrepancies (one or more teeth that are relatively large or small)
- Cases which exhibit unbalanced extractions (only one tooth removed in one or both arches)


Contraindications

TP Orthodontics sells its products to trained dental professionals and orthodontists, who have the primary responsibility to identify any possible contraindications that may preclude the use of this product.

Instructions for Use

This product must be used by qualified orthodontists or dentists trained in orthodontics.

First, choose the appropriate appliance type from the following series: Non-Extraction, Four-Bicuspid Extraction, Asian Non-Extraction or Asian Four-Bicuspid Extraction.



Use one of the enclosed millimeter rulers to measure for the correct size. The ruler may be used on the right or left side, according to operator preference. A reading may be obtained one of two ways:

- For quick, easy measurement, use the condensed scale in the center of the ruler. Place the point distal to either the right or left upper cuspid. Curve the ruler along the incisal edges. Reading at midline indicates total mesiodistal width of upper anterior teeth.

Note: Each mark on the condensed scale equals two millimeters.

- For more accurate measurement, use the full-length scale at the end of the ruler. Place the point distal to the upper right or left cuspid. Bend the ruler along the incisal edges. Take reading distally to the opposite cuspid.

Once you have measured, select an appliance with a part number ending in two digits that match the millimeter measurement. If there are band spaces, select a Pre-Finisher one size (one mm) smaller.

Fit the Pre-Finisher onto the upper teeth and have the patient close firmly into the appliance. The cuspid should be tightly in contact with the distal surfaces of their respective sockets.

Clearly explaining the proper use of the Pre-Finisher Appliance to patients can often mean the difference between treatment success or failure.

Typical Wearing Schedule

First 2 days	Full-time wear (wearing appliance as much as possible)
Day 3 until follow-up	4 hours of daytime exercise wear* and overnight wear
First follow-up: 2 weeks after appliance delivery	If results are satisfactory, evaluate to discontinue wear of the appliance or reduce to 3 hours daytime (exercise wear*) and overnight
Second follow-up: 4 weeks after appliance delivery	Discontinue wear of the Pre-Finisher and deliver retainers

* Exercise wearing means that the patient should close the teeth into the Pre-Finisher Appliance until muscle fatigue occurs then relaxing with the teeth seated in the appliance.

If after the initial wearing period no changes have occurred, the Pre-Finisher has either not been worn enough, not been worn properly, or was improperly fitted.

Storage Condition

Clean, dust-free, cool, dry area.

REPORTING SERIOUS INCIDENTS

User and Patient Notice: If a serious incident occurs with this medical device, report it to the manufacturer and to the competent medical authority for the user/patient's country.

NOTICE:

TP Orthodontics, Inc. warrants that its products are free from defects in materials and workmanship. TPO's liability and the customer's sole remedy in the event of any claimed defect shall be limited to replacement of the product, or at TPO's discretion, refund of the purchase price. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, including any implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise, and of any other obligations or liability on TPO's part. Other than the warranties listed above, under no circumstances will TPO be liable for any loss, damages arising in connection with use, or inability to use, TPO's products.

BERICHTGEVING:

TP Orthodontics, Inc. geeft de garantie dat haar producten geen material- of fabricagegebreken hebben. De aansprakelijkheid van TPO en de enige remedie die de klant in het geval van geclaimde gebreken heeft, is beperkt tot het vervangen van het product, of middels de discretionaire bevoegdheid van TPO, het terugbetalen van de aankondiging. Deze garantie komt in de plaats van andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief stiltzwijgende garanties van verkooptbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins, en iedere andere verplichting van aansprakelijkheid van TPO. Met uitzondering van de bovenvermelde garanties is TPO niet aansprakelijk voor verlies, geleden schade voortvloeiende uit het gebruik, of het onvermogen de producten van TPO te gebruiken.

DUTCH

Aanwijzingen voor gebruik

Dit hulpmiddel is bedoeld voor gebruik bij een orthodontische behandeling.

Waarschuwingen

- Dit is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik, bedoeld voor gebruik door slechts één patiënt. Hergebruik van dit product veroorzaakt besmettingsrisico voor patiënten.
- Voor elke Pre-Finisher in deze kit wordt een speciale liniaal met millimeters meegeleverd. Elke liniaal is ontworpen om slechts één keer te worden gebruikt als deze in de mond wordt geplaatst.

Voorzorgsmaatregelen

Het Pre-Finisher-hulpmiddel is geschikt voor de meeste oclusies, hetzij na het verwijderen van vaste toestellen aan het einde van de behandeling met aligners, hetzij voor bijna normale oclusies, inclusief dien met een kleine orthodontische terugval. Uitzonderingen zijn onder:

- Gevalen met afwijkingen van tandmassa (een of meer tanden die relatief groot of klein zijn)
- Gevalen met niet-gebalanceerde extracties (slechts één tand verwijderd in één of beide bogen)


Contra-indicaties

TP Orthodontics verkoopt haar producten aan getrainde tandheelkundige professionals en orthodontisten, die de primaire verantwoordelijkheid hebben om eventuele contra-indicaties te identificeren die het gebruik van dit product kunnen uitsluiten.

Instructies voor gebruik

Dit product moet worden gebruikt door gekwalificeerde orthodontisten of tandartsen die zijn opgeleid in orthodontie.

Kies eerst het juiste type hulpmiddel uit de volgende series: Non-Extraction, Four-Bicuspid Extraction, Asian Non-Extraction of Asian Four-Bicuspid Extraction.



Gebruik een van de meegeleverde linialen met millimeters om de juiste maat te bepalen. Het liniaal kan aan de rechter- of linkerhand afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker. Een aflezing kan op twee manieren worden verkregen:

- Gebruik voor een snelle, gemakkelijke meting de verkleinde schaal in het midden van de liniaal. Plaats het punt distalaan van de cuspidaat rechts- of linksboven. Buig de liniaal langs de incisale randen. Aflezing op de middellijn geeft de totale mesiodistale breedte van de bovenste vooranden aan.

Opmerking: elke markering op de verkleinde schaal is gelijk aan twee millimeters.

- Gebruik voor een nauwkeuriger meting de schaal over de volledige lengte aan het einde van de liniaal. Plaats het punt distalaan van de rechter of cuspidaat rechts- of linksboven. Buig de liniaal langs de incisale randen. Les distaal ten opzichte van de tegenovergestelde cuspidaat af.

Selecteer na de aflezing een hulpmiddel met een onderdeelnummer dat eindigt op de twee cijfers die overeenkomen met de millimetermeting. Selecteer bij sprake van bandafstanden een Pre-Finisher die één maat (één mm) kleiner is.

Plaats de Pre-Finisher op de boventanden en laat de patiënt stevig op het hulpmiddel bijten. De cuspidaten moeten stevig in contact zijn met de distale oppervlakken van hun respectieve holten.

Duidelijke uitleg verstrekken van het juiste gebruik van het Pre-Finisher-hulpmiddel aan patiënten kan vaak het verschil betekenen tussen het slagen of mislukken van de behandeling.

Typisch draagschema

Eerste 2 dagen	Fulltime dragen (het hulpmiddel zoveel mogelijk dragen)
Dag 3 tot follow-up	Overdag 4 uur dragen met inspanning* en gedurende de nacht dragen
Eerste follow-up: 2 weken na plaatsing van het hulpmiddel	Als de resultaten bevredigend zijn, evalueer dan om het gebruik van het hulpmiddel te stoppen of te verminderen tot 3 uur overdag (met inspanning*) en gedurende de nacht
Tweede follow-up: 4 weken na plaatsing van het hulpmiddel	Stop met het dragen van de Pre-Finisher en verstrek retainer

* Dragen met inspanning betekent dat de patiënt in het Pre-Finisher-hulpmiddel moet bijten totdat spiervermoeidheid optreedt en vervolgens ontpant met de tanden in het hulpmiddel.

Als er na de eerste draagperiode geen veranderingen zijn opgetreden, is de Pre-Finisher ofwel niet genoeg gedragen, niet goed gedragen of is de maat niet correct.

Opslagomstandigheden

Schone, stofvrije, koele, droge ruimte.

MELDEN VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Kennisgeving voor gebruiker en patiënt: als er zich een ernstig incident voordoet met dit medische apparaat, meld dit aan de fabrikant en de bevoegde medische autoriteit van het land van de gebruiker/patiënt.

BERICHTGEVING:

TP Orthodontics, Inc. geeft de garantie dat haar producten geen material- of fabricagegebreken hebben. De aansprakelijkheid van TPO en de enige remedie die de klant in het geval van geclaimde gebreken heeft, is beperkt tot het vervangen van het product, of middels de discretionaire bevoegdheid van TPO, het terugbetalen van de aankondiging. Deze garantie komt in de plaats van andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief stiltzwijgende garanties van verkooptbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins, en iedere andere verplichting van aansprakelijkheid van TPO. Met uitzondering van de bovenvermelde garanties is TPO niet aansprakelijk voor verlies, geleden schade voortvloeiende uit het gebruik, of het onvermogen de producten van TPO te gebruiken.

FRENCH

Indications

Cet appareil est destiné à être utilisé dans le cadre d'un traitement orthodontique.

Avertissements

- Il s'agit d'un dispositif à usage unique, destiné à être utilisé sur un seul patient. Toute réutilisation du produit entraîne un risque de contamination croisée entre les patients.
- Une règle millimétrique spéciale est fournie pour chaque Pre-Finisher dans ce kit. Chaque règle est conçue pour être utilisée une seule fois si elle est placée dans la bouche.

Précautions d'emploi

L'appareil Pre-Finisher s'adapte à la plupart des occlusions, soit après le retrait des appareils fixes à la fin du traitement par gouttière, soit dans des occlusions presque normales, y compris celles qui ont une rechute orthodontique mineure. Les exceptions incluent :

- Cas avec des écarts de masse dentaire (une ou plusieurs dents relativement grandes ou petites)
- Cas présentant des extractions déséquilibrées (une seule dent extraite dans une ou les deux arcades)


Contre-indications

TP Orthodontics vend ses produits aux dentistes formés et aux orthodontistes, dont la principale responsabilité est d'identifier toute éventuelle contre-indication qui peut empêcher l'utilisation de ce produit.

Mode d'emploi

Ce produit doit être utilisé par des orthodontistes qualifiés ou des dentistes formés sur l'orthodontie.

Tout d'abord, choisissez le type d'appareil approprié parmi les séries suivantes : Non-extraction, extraction des quatre prémolaires, non-extraction asiatique ou extraction des quatre prémolaires asiatiques.



Utilisez l'une des règles millimétriques fournies, pour mesurer la bonne taille. La règle peut être utilisée sur le côté droit ou gauche, selon la préférence de l'opérateur. Une lecture peut être obtenue de deux façons :

- Pour une mesure rapide et facile, utilisez l'échelle condensée au centre de la règle. Placez le point distalaan sur la canine supérieure droite ou gauche. Courbez la règle le long des bords incisifs. La lecture sur la ligne médiane indique la largeur mesiodistale totale des dents antérieures supérieures.

Remarque : Chaque marque sur l'échelle condensée est égale à deux millimètres.

- Pour une mesure plus précise, utilisez l'échelle pleine longueur à la fin de la règle. Placez le point distalaan sur la canine supérieure droite ou gauche. Pilez la règle le long des bords incisifs. Prenez la lecture distalement par rapport à la canine opposée.

Une fois la mesure terminée, sélectionnez un appareil avec un numéro de pièce se terminant par deux chiffres qui correspondent à la mesure millimétrique. S'il y a des espaces entre les bandes, sélectionnez un Pre-Finisher d'une taille (un mm) plus petite.

Placer le Pre-Finisher sur les dents supérieures et demander au patient de bien refermer sur l'appareil. Les canines doivent être étroitement en contact avec les surfaces distales de leurs alvéoles respectives.

Expliquer clairement l'utilisation appropriée de l'appareil Pre-Finisher aux patients peut souvent faire la différence entre le succès ou l'échec du traitement.

Programme de port typique

2 premiers jours	Port permanent (porter l
------------------	--------------------------

Indicazioni per l'uso

Questo apparecchio è indicato per l'uso nei trattamenti ortodontici.

Avvertenze

- Si tratta di un dispositivo monouso, destinato all'uso su un solo paziente. Il suo riutilizzo rischia di causare contaminazioni tra pazienti.
- Uno speciale misuratore millimetrico è presente per ogni Pre-Finisher in questo kit. Ogni misuratore è creato per essere adoperato solo una volta se riposto nella bocca.

Precauzioni

L'apparecchio Pre-Finisher è adatto alla maggior parte delle occlusioni, sia successivamente alla rimozione di apparecchi fissi alla fine del trattamento con allineatori, sia in occlusioni pressoché normali, tra cui quelle con recidive ortodontiche minori. Tra le eccezioni:

- Casi di discrepanze sulla massa dentale (uno o più denti relativamente grandi o piccoli)
- Casi in cui sono evidenti estrazioni sbilanciate (un solo dente rimosso in una o entrambe le arcate)


Controindicazioni

La vendita dei prodotti TP Orthodontics è riservata esclusivamente a professionisti dentali e ortodontisti esperti, che hanno la responsabilità principale di identificare eventuali controindicazioni che potrebbero impedire l'uso di questo prodotto.

Istruzioni per l'uso

La manipolazione di questo prodotto è riservata esclusivamente a ortodontisti qualificati o dentisti esperti in ortodonzia.

In primo luogo Lei dovrà scegliere la giusta tipologia di prodotto tra le seguenti serie: serie senza estrazioni, serie estrazione di quattro premolari, serie senza estrazioni tipo asiatico o serie estrazione di quattro premolari tipo asiatico.



Usi uno dei misuratori millimetrici per determinare la giusta misura. Il misuratore può essere usato sul lato destro o sinistro, a seconda delle preferenze dello Specialista. La lettura può essere effettuata in due modi:

- Per una misurazione rapida e veloce usi la scala riassegnativa al centro del misuratore. Posiziono il punto distale sul canino superiore destro o sul sinistro, inclini il misuratore sui margini incisali. La lettura sulla linea mediana indica la totale ampiezza mesio-distale dei denti superiori anteriori.

Nota: ogni tacca della scala abbreviata corrisponde a due millimetri.

- Per una misurazione più precisa usi la scala completa all'estremo del righezzo. Posiziono il punto distale sul canino superiore destro o sul sinistro, curvi il misuratore sui margini incisali. Prenda la misura da canino a canino sul margine distale.

Una volta effettuata la misurazione, selezioni un apparecchio che abbia una parte numerica terminante in due cifre, le stesse corrispondenti alla misurazione millimetrica. Se ci sono differenze di banda selezioni un Pre-Finisher più piccolo di una misura (un millimetro).

Posizioni il Pre-Finisher sui denti superiori e faccia in modo che il paziente li chiuda con forza dentro l'apparecchio. I canini dovrebbero essere a stretto contatto con le pareti distali dei loro rispettivi alveoli.

Aver spiegato con chiarezza l'uso del Pre-Finisher ai pazienti spesso rappresenta un elemento fondamentale per il suo successo o fallimento.

Programma di utilizzo tipico

Primi 2 giorni	Utilizzo continuo (indossare l'apparecchio il più possibile)
Giorno 3 fino al controllo	Esercizio di 4 ore durante il giorno* e utilizzo per tutta la notte
Primo controllo: 2 settimane dopo aver ricevuto l'apparecchio	Se i risultati sono soddisfacenti, valutare di interrompere l'utilizzo dell'apparecchio o ridurlo a 3 ore durante il giorno (periodo di esercizio*) e per tutta la notte
Secondo controllo: 4 settimane dopo aver ricevuto l'apparecchio	Interrompere l'utilizzo del Pre-Finisher e consegnare i mantennitori

* Durante il periodo di esercizio il paziente deve stringere il Pre-Finisher tra i denti fino a generare un affaticamento muscolare per poi rilassare i denti lasciandoli riposo nell'apparecchio stesso.

Se dopo il periodo di utilizzo iniziale non vi è stato alcun cambiamento questo vuol dire che il Pre-Finisher non è stato indossato abbastanza, non è stato indossato correttamente o non è stato installato correttamente.

Condizione di conservazione

Area pulita, priva di polvere, fresca e asciutta.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI

Avviso all'utilizzatore e al paziente: Se si verifica un incidente grave con questo dispositivo medico, segnalarlo al fabbricante e all'autorità medica competente per il Paese dell'utilizzatore/ del paziente.

NOTA:
TP Orthodontics, Inc. garantisce che i suoi prodotti siano privi di difetti nei materiali e nella lavorazione. Tanto la responsabilità della TPO quanto la tutela del cliente nel caso di dichiarazione di difetti saranno limitate alla costituzione del prodotto, o a discrezione della TPO, alla restituzione della somma spesa. Questa garanzia sostituisce altri tipi di garanzie, scritte o implicite, inclusa ogni altra garanzia di commercializzazione, idoneità ad uno scopo particolare, o di altro tipo, nonché qualsiasi obbligo o responsabilità da parte della TPO. Oltre le garanzie di cui sopra, la TPO non sarà responsabile in nessun caso per perdita, danni connessi all'utilizzo, o incapacità di usare i prodotti TPO.

PORTEGUESE**Instruções de utilização**

Este dispositivo destina-se unicamente para utilização no tratamento ortodontico.

Advertências

- Este é um dispositivo de utilização única, concebido para utilização exclusiva de um paciente. Qualquer reutilização deste produto comportará o risco de contaminação cruzada nos pacientes.
- Em cada kit Pre-Finisher está incluída uma régua milimétrica específica. Cada régua foi concebida para ser utilizada uma única vez, se colocada na boca.

Precauções

O dispositivo Pre-Finisher adaptar-se-á à maioria das oclusões, após a remoção de aparelhos fixos no final do tratamento de alinhamento ou em oclusões quase normais, incluindo as que apresentam uma pequena recidiva ortodontica. As exceções incluem:

- Casos de descrepanças na massa dentária (um ou mais dentes relativamente grandes ou pequenos)
- Casos que exibam exodontias desequilibradas (apenas um dente removido num ou em ambos os arcos)


Contraindicações

A TP Orthodontics comercializa os seus produtos junto de profissionais e ortodontistas qualificados, a quem compete a responsabilidade primordial de identificar quaisquer possíveis contraindicações passíveis de constituir um obstáculo à utilização deste produto.

Instruções de utilização

Este produto pode ser utilizado por ortodontistas qualificados ou dentistas com formação em Ortodontia.

Em primeiro lugar, escolher o tipo de aparelho apropriado entre as seguintes gamas: Sem exodontia, exodontia de quatro bicíspides, sem exodontia em pacientes de origem asiática ou exodontia de quatro bicíspides em pacientes de origem asiática.



Use uma das réguas milimétricas incluídas para determinar o tamanho adequado. A régua pode ser utilizada do lado direito ou esquerdo, de acordo com a preferência do utilizador. É possível obter a leitura de duas formas:

- Para uma medição rápida e simples, utilizar a escala condensada no centro da régua. Colocar o ponto distal no centro da régua. Curvar a régua ao longo das bordas incisais. A leitura na linha média indica a largura mesiodistal total dos dentes anteriores superiores.
- Para uma medição mais rigorosa, usar a escala de comprimento total na extremidade da régua. Colocar o ponto distal à cúspide superior direita ou esquerda. Dobre a régua ao longo das bordas incisais. Faça a leitura digitalmente.

Observação: Cada marca na escala condensada equivale a dois milímetros.

- Para uma medição mais rigorosa, usar a escala de comprimento total na extremidade da régua. Colocar o ponto distal à cúspide superior direita ou esquerda. Dobre a régua ao longo das bordas incisais. Faça a leitura digitalmente.
- Para uma medição mais rigorosa, usar a escala de comprimento total na extremidade da régua. Colocar o ponto distal à cúspide superior direita ou esquerda. Dobre a régua ao longo das bordas incisais. Faça a leitura digitalmente.

Después de haber tomado la medida correcta, escoja el aparato con un número de pieza que tenga sus dos últimas cifras igual al tamaño en milímetros de la medida tomada. Si el paciente tiene espacios creados para bandas elija un tamaño un milímetro más pequeño.

Colocar el Pre-Finisher en los dientes superiores del paciente y consiga que cierre y presione firmemente los dientes contra el aparato. Los caninos deberán estar ajustadamente en contacto con la superficie distal encajados en sus huecos respectivos.

Explicar de forma transparente aos pacientes que a utilização correcta do dispositivo Pre-Finisher pode muitas vezes traduzir-se na diferença entre o sucesso ou fracasso do tratamento.

Programa de utilização clássico

Primeiros 2 dias	Utilização a tempo inteiro (utilizar o dispositivo o máximo de tempo possível)
3.º dia até à consulta de seguimento	4 horas de utilização prática durante o dia* e durante a noite
Primeira consulta de seguimento: 2 semanas após a entrega do dispositivo	Se os resultados forem positivos, proceder à avaliação para descontinuar a utilização do dispositivo ou reduzir para 3 horas de utilização durante o dia (utilização prática*) e durante a noite
Segunda consulta de seguimento: 4 semanas após a entrega do dispositivo	Interromper a utilização do Pre-Finisher e devolver os retentores

* A utilização prática implica que o paciente feche os dentes contra o dispositivo Pre-Finisher até surgir a sensação de fadiga muscular e, em seguida, relaxe com os dentes acomodados no dispositivo.

Se após o período de utilização inicial não se verificarem quaisquer alterações, o Pre-Finisher não foi utilizado de forma suficiente, correta ou foi adaptado à boca de forma errada.

Condições de armazenamento

Área limpa, livre de polvo, fria e seca.

COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES GRAVES

Aviso ao utilizador e ao paciente: se ocorrer um incidente grave com este dispositivo médico, comunique-o ao fabricante e à autoridade médica competente para o país do utilizador/paciente.

NOTA:

A TP Orthodontics, Inc. garante que seus produtos não têm defeitos em material e na mão-de-obra. A confiabilidade e o retorno a qualquer reclamação de defeito pelo consumidor será limitada à substituição do produto, ou por decisão da TPO, reembolsado o preço de compra. Esta garantia em lugar de outras está implícita e inclui qualquer garantia de comercialização, idêntica para um particular propósito, ou de outra obrigação ou responsabilidade por parte da TPO. Menos las garantías mencionadas en este mismo texto, TPO bajo ninguna circunstancia será responsable de pérdidas, daños, o gastos surgidos en conexión con el uso o incapacidad de uso de los productos.

SPANISH**Indicaciones de uso**

Este dispositivo está diseñado para usarse en tratamientos de ortodoncia.

Advertencias

- Este es un dispositivo de utilización única, diseñado para utilización exclusiva de un paciente. La reutilización de este producto generará el riesgo de contaminación cruzada a los pacientes.
- Por cada Pre-Finisher de este kit viene incluida una regla milimétrica específica. Cada regla fue diseñada para ser utilizada una sola vez si se coloca en la boca del paciente.

Precauciones

El aparato Pre-Finisher se adapta a la mayoría de las oclusiones, ya sea después de la extracción de aparatos fijos al final del tratamiento con alineadores o en oclusiones casi normales, incluyendo las que presentan una pequeña recidiva ortodoncica menor. Las excepciones incluyen:

- Casos de discrepancias en la masa dentaria (un o más dientes relativamente grandes o pequeños)
- Casos que exhiben exodontias desequilibradas (apenas un diente removido num o en ambos los arcos)


Contraindicaciones

TP Orthodontics vende sus productos a odontólogos y ortodontistas cualificados, que tienen la responsabilidad principal de identificar cualquier posible contraindicación que pueda impedir el uso de este producto.

Instrucciones de uso

Este producto debe ser usado por ortodontistas o dentistas cualificados y capacitados en ortodoncia.

Para comenzar, escoja el aparato apropiado de la siguiente serie: Sin-Extracciones, Cuatro-Extracciones Bicíspides, Asiático Sin-Extracciones o Asiático Cuatro-Extracciones.



Utilice una de las reglas milimétricas incluidas para determinar el tamaño adecuado. La regla puede ser utilizada del lado derecho o izquierdo, de acuerdo con la preferencia del usuario. Existen dos opciones a la hora de tomar la medida:

- Para una medida rápida y fácil, utilice la escala condensada en el centro de la regla. Posicione el punto distal en el canino superior izquierdo o derecho. Doble la regla a lo largo del borde incisal. La medida del centro indica la anchura total mesiodistal de los dientes superiores anteriores.
- Para una medida más precisa utilice la escala de longitud total en el borde de la regla. Posicione el punto distal en el canino superior derecho o izquierdo. Doble la regla a lo largo del borde incisal. Tome medida distalmente con el canino contrario.

Nota: Cada marca en la escala condensada es igual a dos milímetros.

- Para una medida con más precisión utilice la escala de longitud total en el borde de la regla. Posicione el punto distal en el canino superior derecho o izquierdo. Doble la regla a lo largo del borde incisal. Tome medida distalmente con el canino contrario.
- Para una medida con más precisión utilice la escala de longitud total en el borde de la regla. Posicione el punto distal en el canino superior derecho o izquierdo. Doble la regla a lo largo del borde incisal. Tome medida distalmente con el canino contrario.

Después de haber tomado la medida correcta, escoja el aparato con un número de pieza que tenga sus dos últimas cifras igual al tamaño en milímetros de la medida tomada. Si el paciente tiene espacios creados para bandas elija un tamaño un milímetro más pequeño.

Posicione el Pre-Finisher en los dientes superiores del paciente y consiga que cierre y presione firmemente los dientes contra el aparato. Los caninos deberán estar ajustadamente en contacto con la superficie distal encajados en sus huecos respectivos.

Explique de forma transparente a los pacientes que la utilización correcta del dispositivo Pre-Finisher puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso del tratamiento.

Programa de uso típico

Dos primeros días	Uso a tiempo completo (usar el aparato el mayor tiempo posible)
Tercer día hasta el seguimiento	4 horas diarias de ejercicio* y llevarlo puesto toda la noche
Primer seguimiento: dos semanas después de la entrega del dispositivo	Si los resultados son satisfactorios, evalúe si puede suspender el uso del aparato o reducirlo a tres horas durante el día (llevarlo haciendo ejercicio*) y durante toda la noche
Segundo seguimiento: cuatro semanas después de la colocación del aparato	Suspender el uso del Pre-Finisher y entregar retenedores

* Llevarlo haciendo ejercicio significa que el paciente debe morder y presionar el aparato Pre-Finisher hasta sentir cansancio en el músculo, seguido por el relajamiento de los dientes asentados en el aparato.

Si tras el periodo inicial de uso no hay cambios, el Pre-Finisher no se ha llevado lo suficiente, no se ha utilizado correctamente o se ha ajustado