



TP Orthodontics, Inc.

Business Solutions for the Orthodontic Practice

100 Center Plaza
La Porte, IN 46350-9672 USA
tel: 219-785-2591 or 800-348-8856
fax: 219-324-3029
internet: www.tportho.com
e-mail: info@tportho.com

OS BRAQUETES CERÂMICOS INVU® AGORA ESTÃO DISPONÍVEIS COM ADESIVO PRÉ-APLICADO

La Porte, Indiana, 14 de março de 2006. — O braquete cerâmico patenteado InVu da TP Orthodontics, Inc. agora está ainda mais fácil de se usar com a adição do Readi-Base®. A colocação dos braquetes InVu é simples com Readi-Base - é somente preparar, colocar e polimerizar!

A Readi-Base melhora a eficiência e fornece uma aplicação uniforme do adesivo. Todo o processo de colocação de braquetes é simplificado, reduzindo sobretudo o tempo de cadeira e aumentando a produtividade. O treinamento dos auxiliares do ortodontista é minimizado com isto.

Os braquetes cerâmicos InVu já são conhecidos pela resistência, beleza e funcionalidade. O processo exclusivo de moldagem por injeção resulta num braquete ortodôntico que é mais confiável que um braquete usinado. Pesquisas mostram que o InVu tem a resistência mais forte nas aletas que qualquer outro braquete true-twin policristalino atual.¹

A base em tela de polímero patenteada torna a retirada simples - sem a utilização de instrumentais especiais ou risco de fraturas do braquete. Além disto, os braquetes InVu têm uma aparência natural que combina com os dentes de seus pacientes. Ortodontistas confirmam que o InVu não mancha, nem descolore durante o tempo de tratamento.

Os braquetes InVu vêm em dois tipos de embalagens: braquetes individuais e kit completo. O InVu está disponível em diversas prescrições variadas para atender melhor todas as necessidades dos ortodontistas, inclusive Roth e MBT*.

Descubra mais visitando o site www.InVu-Ortho.com.

###

Desde 1942, a TP Orthodontics, Inc. tem sido líder por todo o mundo em suprimento de materiais e serviços para ortodontia. Além da sua planta de fabricação e matriz em LaPorte, Indiana, a TPO

USA - EUROPE - MEXICO - AUSTRALIA - SOUTH AFRICA - BRAZIL - JAPAN - CHINA

ISO 9001: 2000 Registered



TP Orthodontics, Inc.

Business Solutions for the Orthodontic Practice

100 Center Plaza
La Porte, IN 46350-9672 USA
tel: 219-785-2591 or 800-348-8856
fax: 219-324-3029
internet: www.tportho.com
e-mail: info@tportho.com

mantém centros de distribuição na Europa, Austrália, África do Sul, México, Brasil e no Japão. Uma central de manufatura e distribuição está localizada na China. Temos um laboratório de serviços de ortodontia completo em LaPorte, Indiana e outro em Lodi, Califórnia.

Os ortodontistas mundo afora escolhem a marca TPO para soluções inovadoras em sua prática de consultórios que nenhum outro fabricante tem. Do Posicionador de Dentes de 1940 aos braquetes cerâmicos InVu patenteados de hoje, os produtos TPO continuam a revolucionar a indústria ortodôntica. A TP Orthodontics, Inc. manufatura aparelhos médicos em conformidade com os requisitos do FDA, ISO, CE e CMDCAS. Visite o site da TPO www.tportho.com.

¹Johanson, G Walker MP, Kula K.- Resistência à Fratura das Aletas de Braquetes Cerâmicos submetidos à Tensão, *Angle Orthodontists* 2005: 75:95-100

InVu e Read-Base são marcas registradas da TP Orthodontics, Inc. InVu é manufaturado sob patente nos EUA sob nº 5.098.288, 5.263.859 + F e 6.685.468; EPO 0455500 BB1; Alemanha DE 691 95 235 T2; Itália20395BE/95; Japão 3.334.940 e todas as outras patentes pendentes.

* MBT é uma marca registrada da 3M Unitek. A versão TP Orthodontics da prescrição McLaughlin, Bennett, e Trevisi não pretende ser uma duplicação, nem tem o endosso destes doutores, e tais endossos não está implícito pelo uso deste item.

USA - EUROPE - MEXICO - AUSTRALIA - SOUTH AFRICA - BRAZIL - JAPAN - CHINA

ISO 9001: 2000 Registered