



**TP Orthodontics, Inc.**

*Business Solutions for the Orthodontic Practice*

100 Center Plaza  
La Porte, IN 46350-9672 USA  
tel: 219-785-2591 or 800-348-8856  
fax: 219-324-3029  
internet: [www.tportho.com](http://www.tportho.com)  
e-mail: [info@tportho.com](mailto:info@tportho.com)

## **BRACKETS CERAMICOS INVU® - AHORA DISPONIBLES CON ADHESICVO PRE-APLICADO**

La Porte, Indiana, 14 Marzo, 2006. — El bracket cerámico InVu patentado por TP Orthodontics, Inc. ahora es más fácil de manejar con la introducción de Read-Base®. Colocar los brackets InVu es sencillo con Read-Base, simplemente hace falta preparar, posicionar y foto polimerizar!

Read-Base significa un bracket más eficaz y provee una aplicación uniforme de adhesivo. El procedimiento de aplicación se simplifica considerablemente, reduciendo el tiempo de tratamiento y aumentando la productividad. La formación y la enseñanza de los empleados se reducen considerablemente.

Los brackets cerámicos InVu ya son conocidos por su resistencia, su belleza y su funcionalidad. El método exclusivo de fabricación a molde de inyección resulta en un bracket de ortodoncia más fiable que un bracket hecho a maquina. De hecho, estudios comprueban que los brackets InVu tienen las aletas más resistentes comparadas con cualquier otro bracket cerámico policristalino gemelo disponible hoy en día.<sup>1</sup>

La base patentada de malla polímero hace que despegar los brackets facilísimo - sin necesidad de instrumentos especiales o sin tener presente el riesgo de fracturar del bracket. Además los brackets InVu tienen un aspecto natural que combinan con los dientes del paciente. Nuestros clientes que ya utilizan InVu nos confirman que InVu no se mancha o decolora durante el tratamiento.

Los brackets InVu están disponibles en dos tipos de envase: paquetes de brackets individuales por diente o por casos completos. InVu esta disponible en varias prescripciones incluyendo Roth, MBT\* y Standard Edgewise para cumplir con las diferentes necesidades de los ortodoncistas.

Para mas información visiten: [www.InVu-Ortho.com](http://www.InVu-Ortho.com).

###

---

USA - EUROPE - MEXICO - AUSTRALIA - SOUTH AFRICA - BRAZIL - JAPAN - CHINA

---

ISO 9001: 2000 Registered



TP Orthodontics, Inc.

*Business Solutions for the Orthodontic Practice*

100 Center Plaza  
La Porte, IN 46350-9672 USA  
tel: 219-785-2591 or 800-348-8856  
fax: 219-324-3029  
internet: [www.tportho.com](http://www.tportho.com)  
e-mail: [info@tportho.com](mailto:info@tportho.com)

Desde 1942, TP Orthodontics, Inc. ha estado dedicada a suministrar productos y servicios de ortodoncia alrededor del mundo. Además de su planta de fabricación y sede en La Porte, Indiana (EE.UU.), TPO mantiene centros de distribución en Europa, Australia, África, México, Brasil y Japón y un Centro de Distribución y planta de fabricación en China. TPO La Porte, Indiana y TPO Lodi, California también ofrecen un servicio completo de laboratorio de ortodoncia.

Ortodoncistas por todo el mundo eligen las marcas de TPO porque ofrecen soluciones innovadoras para sus practicas que ningún otro fabricante puede igualar. Desde el Posicionador de los años 40, a los brackets cerámicos INVU de hoy en día, los productos de TPO continúan a revolucionar la industria de la ortodoncia. TP Orthodontics, Inc. fabrica productos de alta calidad conforme con los criterios de FDA, ISO, CE y CMDCAS. Visite la pagina web de TPO en: [www.tportho.com](http://www.tportho.com).

1Johnson, G Walker MP, Kula K. Fracture Strength of Ceramic Bracket Tie Wings Subjected to Tension, Angle Orthodontists 2005: 75:95-100

InVu y Read-Base son marcas registradas por TP Orthodontics, Inc. InVu es fabricado bajo patentes EE.UU Pat # 5,098,288, 5,263,859+F, y 6,685,468; EPO 0455500 B1; Alemania DE 691 05 235 T2; Italia 20395BE/95; Japon 3,334,940 y otros patentes pendientes.

\*MBT es una marca registrada de 3M Unitek. La versión de TP Orthodontics de la técnica McLaughlin, Bennett, y Trevisi no pretende ser un duplicado de esa técnica o ser endorsada por los doctores.

---

USA - EUROPE - MEXICO - AUSTRALIA - SOUTH AFRICA - BRAZIL - JAPAN - CHINA

---

ISO 9001: 2000 Registered