

Das Flip-Lock® HERBST® Scharniergelenk

Nur von TP Orthodontics


Das Flip-Lock Herbst Scharniergelenk von TP Orthodontics wird mit dem patentierten "Flip Lock" Mechanismus schnell und einfach aktiviert. Es gibt keine Stifte oder Schrauben. Die Aktivierung ist einfach — plazieren Sie die aufdrückbaren Abstandshalter gleichmäßig auf die Schubstangen.

Das Flip-Lock Herbst Scharniergelenk ist mit oder ohne Ausleger verfügbar. Durch den wahlfreien Drahtbogenschlitz, kann das Gerät in Verbindung mit Brackets plaziert werden.




Bestandteile PACKUNG VON 10

- | | |
|---------|--|
| 610-403 | Schubstangen |
| 610-404 | Röhrchen (5 linke & 5 rechte) |
| 610-405 | Kugelgelenke OHNE SCHLIT |
| 610-422 | Hinteres Kugelgelenk OHNE SCHLIT und großem Schweißblock |
| 610-423 | Hinteres Kugelgelenk MIT SCHLITZ und großem Schweißblock |
| 610-421 | Ausleger/ vordere Kugelkonstruktion OHNE SCHLIT (5 linke 5 rechte) |
| 610-425 | Einteiliger Ausleger/vordere Kugelkonstruktion MIT SCHLITZ (5 linke 5 rechte) |



Aufdrückbare Abstandshalter PACKUNG VON 10

- | | |
|---------|------|
| 610-401 | 1 mm |
| 610-402 | 2 mm |
| 610-406 | 3 mm |
| 610-407 | 4 mm |
| 610-408 | 5 mm |



**Bestellen Sie
online unter
www.tportho.com**

Inventar und Patientenfälle

- | | |
|---------|---|
| 610-400 | Einzelner Patientenfall
(2 Schubstangen, 2 Röhrchen, 4 Kugelgelenke auf einem kleinen Block OHNE SCHITZ) |
| 610-410 | Einzelner Patientenfall
(2 Schubstangen, 2 Röhrchen, 4 Kugelgelenke auf einem großen Block MIT SCHITZ) |
| 610-430 | Einzelner Patientenfall
(2 Schubstangen, 2 Röhrchen, 4 Kugelgelenke auf einem großen Block OHNE SCHITZ) |
| 610-420 | Einzelner Patientenfall
(2 Röhrchen, 2 Schubstangen, 2 hintere Kugelgelenke,
2 Ausleger/Kugelgelenke OHNE SCHITZ) |
| 610-424 | Einzelner Patientenfall
(2 Röhrchen, 2 Schubstangen, 2 hintere Kugelgelenke,
2 Ausleger/Kugelgelenke MIT SCHITZ) |
| 610-409 | Vorratsfall
(30 Schubstangen, 30 Röhrchen, 60 Kugelgelenke, 95 Abstandshalter) |

Flip-Lock is a registered trademark of TP Orthodontics, Inc. and manufactured under U.S. Patent 5,620,321. All other patents pending.

HERBST is a registered trademark of Dentaaurum, Inc.

996-862G, Rev. 2/07 © 2007 TP Orthodontics, Inc.

