

The Flip-Lock® HERBST®

Solo dalla TP Orthodontics

Il Flip-Lock HERBST della TP Orthodontics si attiva con facilità attraverso il meccanismo brevettato "Flip-Lock." Non ci sono viti o pin. L'attivazione è semplice - è sufficiente applicare gli anelli spaziatori direttamente sui pistoni senza doverli togliere.

Il Flip-Lock HERBST è disponibile con e senza il braccio a cantilever. Gli slot facoltativi per l'inserimento dell'arco permettono l'uso dell'apparecchiatura con gli attacchi.



Ricambi PACCHI DA 10

610-403	Pistoni
610-404	Tubi (5 sinistra, 5 destra)
610-405	Sfera ad incastro con base piccola SENZA SLOT
610-422	Sfera ad incastro posteriore SENZA SLOT e base larga da puntare
610-423	Sfera ad incastro posteriore CON SLOT e base larga da puntare
610-421	Sfera anteriore e cantilever assemblati SENZA SLOT (5 sinistra 5 destra)
610-425	Sfera anteriore e cantilever assemblati CON SLOT (5 sinistra, 5 destra)



Spaziatori PACCHI DA 10

610-401	1 mm	
610-402	2 mm	
610-406	3 mm	
610-407	4 mm	
610-408	5 mm	

Ordina online su
www.tportho.com

Kit per singolo paziente e per inventario

610-400	Kit per singolo paziente (2 pistoni, 2 tubi, 4 sfere ad incastro con base piccola SENZA SLOT)
610-410	Kit per singolo paziente (2 pistoni, 2 tubi, 4 sfere ad incastro con base piccola CON SLOT)
610-430	Kit per singolo paziente (2 pistoni, 2 tubi, 4 sfere ad incastro con base larga SENZA SLOT)
610-420	Kit per singolo paziente (2 tubi, 2 pistoni, 2 sfere posteriori, 2 cantilever/sfere SENZA SLOT)
610-424	Kit per singolo paziente (2 tubi, 2 pistoni, 2 sfere posteriori, 2 cantilever/sfere CON SLOT)
610-409	Kit per inventario (30 pistoni, 30 tubi, 60 sfere, 95 spaziatori)

