

O HERBST® Flip-Lock®

Exclusivo da TP Orthodontics

O HERBST Flip-Lock da TP Orthodontics é ativado rápida e facilmente utilizando o mecanismo patenteado "Flip-Lock." Não há pinos, nem parafusos. A ativação é simples - coloque simplesmente os espaçadores de apertar em intervalos regulares no pistão exposto.

O HERBST Flip-Lock está disponível com e sem um braço cantiléver. Slots opcionais permitem que o aparelho seja colocado em conjunto com braquetes.



Partes Componentes EMBALAGEM com 10

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 610-403 | Pistões | | | | |
| 610-404 | Tubos (5 esquerdos e 5 direitos) | | | | |
| 610-405 | Juntas SEM SLOT | | | | |
| 610-422 | Junta em Bola Posterior SEM SLOT e base de solda grande | | | | |
| 610-423 | Junta em Bola Posterior COM SLOT e base de solda grande | | | | |
| 610-421 | Conjunto Cantiléver/bola anterior SEM SLOT (5 esquerdos e 5 direitos) | | | | |
| 610-425 | Conjunto de Cantiléver peça única/bola anterior COM SLOT (5 esquerdos e 5 direitos) | | | | |



Espaçadores de Apertar EMBALAGEM com 10

| | | |
|---------|------|--|
| 610-401 | 1 mm | |
| 610-402 | 2 mm | |
| 610-406 | 3 mm | |
| 610-407 | 4 mm | |
| 610-408 | 5 mm | |



Faça seu pedido
on-line pelo
www.tportho.com

Kits Individuais para pacientes e Kits para Estoque

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 610-400 | Kit Individual para Pacientes (2 pistões, 2 tubos, 4 dobradiças em bola sobre um pequeno bloco SEM SLOT) |
| 610-410 | Kit Individual para Pacientes (2 pistões, 2 tubos, 4 juntas em bola sobre um bloco grande COM SLOT) |
| 610-430 | Kit Individual para Pacientes (2 pistões, 2 tubos, 4 juntas em bola sobre um bloco grande SEM SLOT) |
| 610-420 | Kit Individual para Pacientes (2 tubos, 2 pistões, 2 juntas em bola posteriores, 2 cantilêveres/juntas em bola SEM SLOT) |
| 610-424 | Kit Individual para Pacientes (2 tubos, 2 pistões, 2 juntas em bola posteriores, 2 cantilêveres/juntas em bola COM SLOT) |
| 610-409 | Kit para Estoque (30 pistões, 30 tubos, 60 juntas em bola, 95 espaçadores) |

