

The Flip-Lock® HERBST®






Únicamente de TP Orthodontics

El diseño del Flip-Lock HERBST de TP Orthodontics lo hace extremadamente fácil y rápido para activar gracias al patentado mecanismo de "Flip-Lock." No hay necesidad de usar clavijas o tornillos. La activación es muy simple, simplemente coloque los espaciadores a intervalos regulares en los pistones expuestos.

El Flip-Lock HERBST se encuentra disponible con o sin brazo de "Cantiliver." También tenemos opciones de que las bisagras con bola tengan slots para permitir que el aparato se pueda utilizar en conjunto con los brackets.




Componentes PAQUETES CON 10

610-403	Pistones	
610-404	Tubos (5 derechos & 5 izquierdos)	
610-405	Bisagras con bola SIN SLOT	
610-422	Bisagra de bola posterior SIN SLOT y base grande para soldar	
610-423	Bisagra de bola posterior CON SLOT y base grande para soldar	
610-421	Brazo Cantiliver con bisagra de bola anterior soldada SIN SLOT (5 izquierdos 5 derechos)	
610-425	Brazo Cantiliver con bisagra de bola anterior soldada CON SLOT (5 izquierdos 5 derechos)	

Espaciadores PAQUETES CON 10

610-401	1 mm	
610-402	2 mm	
610-406	3 mm	
610-407	4 mm	
610-408	5 mm	



Ordene en línea en
www.tportho.com

Kits para pacientes o para inventarios

610-400	Kit para un paciente con cantiliver con slot en las bisagras de bola (2 pistones, 2 tubos, 4 bisagras de bola con base pequeña SIN SLOT)
610-410	Kit para un paciente con cantiliver con slot en las bisagras de bola (2 pistones, 2 tubos, 4 bisagras de bola con base larga CON SLOT)
610-430	Kit para un paciente con cantiliver con slot en las bisagras de bola (2 pistones, 2 tubos, 4 bisagras de bola con base larga SIN SLOT)
610-420	Kit para un paciente con cantiliver sin slot en las bisagras de bola (2 tubos, 2 pistones, 2 bisagras de bola posteriores, 2 brazos con bisagras de bola soldadas SIN SLOT)
610-424	Kit para un paciente con cantiliver con slot en las bisagras de bola (2 tubos, 2 pistones, 2 bisagras de bola posteriores, 2 brazos con bisagras de bola soldadas CON SLOT)
610-409	Kit de inventario para 15 pacientes sin cantiliver sin slot en las bisagras de bola (30 pistones, 30 tubos, 60 bisagras de bola, 95 espaciadores)

