

Pre-Finisher®

Appareil de finition préformé

Une Finition Minutieuse Sans Effort.

L'appareil Pre-Finisher est une solution semi-personnalisée, idéale pour l'amélioration des occlusions pour les patients qui utilisent les aligners et les appareils fixes. En tant que complément du traitement des aligners, ils réduisent ou bien éliminent le nombre des empreintes nécessaires pour le raffinement des cas, et simultanément corrigent les béances postérieures, un problème commun pour les patients qui portent des aligners.



Rien n'est plus simple! Quand la fin du traitement approche, il vous suffit d'enlever l'appareil fixe, de mesurer et de sélectionner un appareil Pre-Finisher dans le stock de kits de votre cabinet. Aucune prise d'empreinte n'est nécessaire. Vous apprécierez le résultat final sans avoir à réaliser le travail minutieux et délicat.

- Aucuns attente de retour ou frais du laboratoire ; livraison immédiate au patient
- Corrige et nivelle les dents des deux arcs simultanément ; corrige les béances
- Aligne, fait pivoter et ferme les espaces
- Dimensionnés par incréments d'un millimètre pour un ajustement précis
- Des ressorts d'assise optionnels facilitent un positionnement et un maintien adéquats
- Une solution idéale pour les patients qui observent déjà le traitement des aligners
- Résultats au bout de 2 à 3 semaines

Résultats reels



L'appareil de finition orthodontique Refine® est aussi disponible en tant qu'une solution sur mesure spécialement conçue pour le traitement des aligners.

Pour plus d'informations,
visitez tportho.com



TP Orthodontics Europe
tportho.com

Appareil de finition préformé Pre-Finisher®

Liste des Articles

Commander les Kits Pre-Finisher

Kits Préliminaire

(Assortiment 10 tailles)	Simple
Sans extraction	190-010

Contenu

190-010 Contenu	Qté
190-048	1
190-049	1
190-050	2
190-051	1
190-052	2
190-053	1
190-054	1
190-055	1

Kits Inventaire

(Assortiment 20 tailles)	Simple
Sans extraction	190-020

Contenu

190-020 Contenu	Qté
190-046	1
190-047	1
190-048	1
190-049	2
190-050	4
190-051	2
190-052	4
190-053	2
190-054	1
190-055	1
190-056	1



Taille, en millimètres (deux derniers chiffres de la référence) moulée dans chaque appareil.

Commander des Pre-Finisher individuels

Les deux derniers chiffres du numéro de commande correspondent à la taille du Pre-Finisher en millimètres.

Série Sans Extraction

Peut également être utilisée pour l'extraction des premières molaires.

Série					Avec Ressorts d'Assise				
190-044	190-047	190-050	190-053	190-056	190-144	190-147	190-150	190-153	190-156
190-045	190-048	190-051	190-054	190-057	190-145	190-148	190-151	190-154	190-157
190-046	190-049	190-052	190-055	190-058	190-146	190-149	190-152	190-155	190-158

Quinze tailles (44mm à 58mm).

Série Extraction Quatre Prémolaires

Série					Avec Ressorts d'Assise			
190-449	190-451	190-453	190-455		190-549	190-551	190-553	190-555
190-450	190-452	190-454	190-456		190-550	190-552	190-554	190-556

Huit tailles (49mm à 56mm).

Pre-Finisher Asiatiques

Les appareils asiatiques Pre-Finisher sont spécialement conçus pour l'anatomie dentaire des asiatiques :

- Définition accrue de l'arête incisive mamelonnée
- Longueur réduite de la couronne clinique

Série Sans Extraction Asiatique

Série			
190-848	190-850	190-852	190-854
190-849	190-851	190-853	190-855

Huit tailles (48mm à 55mm).

Série Extraction Quatre Prém. Asiatique

Série				
190-644	190-647	190-650	190-653	190-656
190-645	190-648	190-651	190-654	190-657
190-646	190-649	190-652	190-655	

Quatorze tailles (44mm à 57mm).