

Pre-Finisher®

Semi-custom Finishing Appliance

Acabado eficiente para casos de alineamiento.

Pre-Finisher es una solución semi-personalizada perfecta para mejorar la oclusión en pacientes con retenedor y aparato fijo. Cuando se usa como un complemento al tratamiento alineador, pueden reducir o eliminar las férulas adicionales necesarias para el refinamiento del caso -mientras corrige la mordida abierta posterior dada a menudo en pacientes con alineador.



¡No puede ser más sencillo!
Cerca del final del tratamiento, tome la medida y seleccione un Pre-Finisher de su inventario: no se requieren impresiones. Apreciará el ahorro de tiempo y los resultados finales.

- Sin esperas del laboratorio. Envío inmediato al paciente
- Corrige y junta los dientes simultáneamente en ambas arcadas
- Alinea, rota y cierra espacios
- Incrementos de 1mm para un ajuste más preciso
- Los resortes opcionales favorecen una mejor colocación y retención
- Solución ideal para pacientes que ya tienen alineador
- Resultados en 2 o 3 semanas

Resultados reales

Antes



Después



Refine® Posicionador para Acabado también está disponible como una solución personalizada especialmente diseñada para tratar la alineación.

Para saber más:
tportho.com



TP Orthodontics Europe
tportho.com

Pre-Finisher® Semi-custom Finishing Appliance

Parts List

Multi-Appliance Kits

Introductory Kit

(10 Assorted Sizes)	Plain
Nonextraction	190-010

Contents

190-010 Contents	Qty
190-048	1
190-049	1
190-050	2
190-051	1
190-052	2
190-053	1
190-054	1
190-055	1

Inventory Kit

(20 Assorted Sizes)	Plain
Nonextraction	190-020

Contents

190-020 Contents	Qty
190-046	1
190-047	1
190-048	1
190-049	2
190-050	4
190-051	2
190-052	4
190-053	2
190-054	1
190-055	1
190-056	1



Individual Appliances

The last two digits of the order number indicate size of Pre-Finisher appliance in millimeters.

Medición en milímetros (los dos últimos dígitos del número de la pieza) moldeada en cada dispositivo.

Nonextraction Series

Can also be used on first molar extraction cases.

Plain					With Seating Springs				
190-044	190-047	190-050	190-053	190-056	190-144	190-147	190-150	190-153	190-156
190-045	190-048	190-051	190-054	190-057	190-145	190-148	190-151	190-154	190-157
190-046	190-049	190-052	190-055	190-058	190-146	190-149	190-152	190-155	190-158

Fifteen sizes (44mm to 58mm).

Four Bicuspid Extraction Series

Plain					With Seating Springs			
190-449	190-451	190-453	190-455		190-549	190-551	190-553	190-555
190-450	190-452	190-454	190-456		190-550	190-552	190-554	190-556

Eight sizes (49mm to 56mm).

Asian Appliances

Asian appliances are specially designed to address common Asian dental anatomy traits:

- Increased incisal mamelon ridge definition
- Decreased clinical crown length

Asian Nonextraction Series

Plain			
190-848	190-850	190-852	190-854
190-849	190-851	190-853	190-855

Eight sizes (48mm to 55mm).

Asian Four Bicuspid Extraction Series

Plain				
190-644	190-647	190-650	190-653	190-656
190-645	190-648	190-651	190-654	190-657
190-646	190-649	190-652	190-655	

Fourteen sizes (44mm to 57mm).