

Excepcionais soluções de acabamento

da TP Orthodontics

Consiga o acabamento perfeito, sempre.

O fundador da TPO, Dr. H. D. Kesling inventou o posicionador de dente com o único objetivo de alcançar “posicionamento e retenção artísticos finais.” Agora, mais de 70 anos depois, o modelo fundamental deste aparelho notável ainda ajuda os ortodontistas a alcançar um acabamento de grau ABO todos os dias. Essa é apenas uma das razões pelas quais a TPO® é reconhecida mundialmente como o líder em aparelhos de acabamento personalizado.

Quer comece com um tratamento ortodôntico fixo ou um dos muitos sistemas de alinhadores no mercado, verá resultados extraordinários - mais rapidamente do que poderia imaginar - ao prescrever um aparelho de acabamento TPO. Com os nossos aparelhos personalizados **Tooth Positioners**, preformados **Pre-Finisher®** e o novo **Refine®**, pode entusiasmar os seus doentes com uma remoção precoce do bracket, obter um maior empenho do doente e um acabamento perfeito!

Os ortodontistas que desejam dar um acabamento aos seus doentes com padrões de qualidade de primeira, e de forma rotineira, poderão querer considerar a inclusão de um posicionador de dentes como parte do seu protocolo de acabamento normal.

Gregory J. Stock, James A. McNamara, Jr, and Tiziano Baccetti, "Efficacy of 2 finishing protocols in the quality of orthodontic treatment outcome," AJO-DO, vol. 140, issue 5, pp. 688-695, Nov. 2011.

Encontre mais informações em **tportho.com**
ou ligue **+351 21 124 6897**



TP Orthodontics Europe
tportho.com

A TP Orthodontics oferece a mais ampla gama de aparelhos de acabamento disponível. Utilize esta informação para escolher o certo para si, para o seu consultório e para o seu doente. Cada um diferente em tamanho e forma - todos concebidos para obter o melhor acabamento possível no tratamento de alinhamento ou terapia de aparelho fixo.

Consulte o nosso catálogo completo de serviços laboratoriais personalizados em tportho.com/custom

Tooth Positioner Original e Mini-Positioner



O Tooth Positioner é uma peça resistente feita à medida, que se cria a partir de uma base preestabelecida e se fabrica segundo a relação existente na articulação mandibular. A extensão de tamanho do posicionador dental original favorece a massagem das gengivas, as quais podem ter-se inflamado durante o tratamento ortodôntico. Em caso de necessitar ajuda na colocação ou de precisar de uma retenção adicional, é possível optar por molas de precisão. Comodidade necessária para as vias respiratórias e maior tolerância. O Mini-Positioner Tooth Positioner é aproximadamente 50% menos volumoso e graças a uma maior flexibilidade, adapta-se às discrepâncias mais acentuadas.

- Oferece a possibilidade de remover os aparelhos fixos três a seis meses mais cedo
- Fecha espaços leves e corrige rotações menores e discrepâncias bucolinguais
- Corrige e relaciona dentes simultaneamente em ambos os arcos
- Indicado para o tratamento alinhador, promovendo a oclusão ideal, sem a necessidade de alinhadores adicionais

Use Original Tooth Positioner quando: É exigida a estimulação máxima gengival, ou um aparelho é necessário como um protetor bucal.

Use Mini-Positioner quando: Existem mais de dois milímetros de espaço para fechar num arco, ou nos casos que não exigem o Original Tooth Positioner para a estimulação da gengiva ou a utilização de protetor bucal.

Pre-Finisher® Appliance



Um aparelho de acabamento pré-formado que pode ser colocado de imediato, sem impressões necessárias. A medição rápida canino-a-canino garante a escolha do tamanho correto - uma escolha económica quando um aparelho personalizado não é necessário. Feito sob medida em incrementos de um milímetro para uma colocação precisa, está disponível em versões de extração e não extração.

- Oferece a possibilidade de remover os aparelhos fixos precocemente e pode ser usado como um retentor
- Fecha espaços leves e corrige rotações menores
- Corrige e relaciona dentes simultaneamente em ambas arcadas
- Indicado para o tratamento alinhador, promovendo a oclusão ideal, sem a necessidade de alinhadores adicionais

Use Pre-Finisher quando: Quer começar o acabamento quando os dentes estão preparados para o movimento, imediatamente após a remoção do bracket. Usado como um aparelho intermediário quando um retentor personalizado está a ser fabricado.

Refine® Appliance



O menor dos aparelhos de acabamento, dá o mesmo acabamento que o Tooth Positioner e o Mini-Positioner. Encomendas simples online; diversas opções de cor para aceitação do doente.

- Oferece a capacidade de remover os aparelhos fixos precocemente
- Fecha espaços leves, corrige rotações menores e discrepâncias bucolinguais
- Corrige e posiciona dentes simultaneamente em ambas arcadas, promovendo a oclusão ideal
- Ideal para tratamento alinhador, o Refine pode ser utilizado para substituir diversos alinhadores quando é necessário refinamento

Use Refine Appliance quando: O doente está em fase de refinamento do tratamento alinhador e não deseja continuar com alinhadores adicionais. Permite-lhe fazer a transição do doente de utilização permanente do aparelho para utilização parcial.