

# Soluciones de acabado excepcionales

ofrecidas por TP Orthodontics

## Consiga siempre un acabado perfecto.

El Dr. H. D. Kesling, fundador de TPO, inventó el Tooth Positioner con el único propósito de obtener una “posición y retención estética definitiva”. Actualmente, tras más de 70 años, el diseño fundamental de este excepcional método ortodóntico continúa contribuyendo a que los ortodoncistas consigan un acabado conforme a los criterios establecidos por la ABO (American Board of Orthodontics) de manera habitual. Este es solo uno de los motivos por los que TPO® goza de reconocimiento mundial como líder en el acabado de tratamientos de ortodoncia.

Ya sea con un tratamiento de ortodoncia fija como con cualquier otro de los diferentes sistemas de alineación dental disponibles en el mercado, notará unos resultados sorprendentes y más rápidos de lo que pensaba gracias a la prescripción de aparatos ortodónticos TPO. Con nuestra gama de aparatos de acabado de TPO pre-formados **Tooth Positioners, Pre-Finisher®** preformado y **Refine®** aparato de acabado de ortodoncia podrá animar a sus pacientes a llevar los brackets por menos tiempo, obteniendo gran aceptación por su parte y, un acabado perfecto en cada tratamiento!

Para saber más: **tportho.com**  
o llame al **+34 936 41 54 81**

*Los ortodoncistas que quieran conseguir un acabado de alta calidad para sus pacientes de forma habitual tal vez estén interesados en incorporar un posicionador dental como parte de su protocolo de acabado.*

Gregory J. Stock, James A. McNamara, Jr, and Tiziano Baccetti, "Efficacy of 2 finishing protocols in the quality of orthodontic treatment outcome," AJO-DO, vol. 140, issue 5, pp. 688-695, Nov. 2011.



TP Orthodontics Europe  
tportho.com

TP Orthodontics ofrece la más extensa variedad de aparatos para la fase de acabado. Utilice la información que le proporcionamos para elegir el sistema que más le convenga a usted, a su consulta y a sus pacientes. Cada sistema se presenta en un tamaño y ajuste diferente pensado para que su diseño proporcione el mejor acabado posible junto con un tratamiento de alineado o una terapia de aparatología fija.

Para ver nuestro completo catálogo de servicios de laboratorio visite [tportho.com/custom](http://tportho.com/custom)

## Tooth Positioner Original y Mini-Positioner



Tooth Positioner es una pieza resistente hecha a medida que se crea a partir de una base preestablecida y se fabrica según la relación existente en la articulación mandibular. La extensión de tamaño del posicionador dental original favorece un masaje en las encías, las cuales han podido inflamarse durante el tratamiento de ortodoncia. En caso de necesitar ayuda en la colocación de los dientes o si se precisa una retención adicional, es posible optar por muelles de precisión. Comodidad necesaria para las vías respiratorias y mayor tolerancia. El Mini-Positioner es aproximadamente un 50% más reducido y gracias a su mayor flexibilidad se adapta a discrepancias más acentuadas.

- Ofrece la posibilidad de retirar los aparatos fijos de tres a seis meses antes
- Cierra los pequeños espacios y corrige rotaciones menores y discrepancias bucolinguales
- Corrige y junta los dientes simultáneamente en ambas arcadas
- Apropiado para tratamientos de alineación ya que fomenta una oclusión correcta sin necesidad de bandejas de alineación adicionales

**Use Tooth Positioner Original cuando:** Es preciso estimular al máximo las áreas gingivales o se necesita un aparato como protector bucal.

**Use Mini-Positioner cuando:** Existe un hueco de más de 2mm a cerrar en una arcada o en casos en los que no es necesario estimular la zona gingival mediante el posicionador dental Original Tooth Positioner ni tampoco utilizar protector bucal.

## Pre-Finisher® Appliance



Es un aparato de acabado pre-formado que se puede ajustar inmediatamente, sin realizar impresiones. Una rápida medición de canino a canino garantiza la selección del tamaño correcto. Es una elección económica cuando no se precisa un aparato hecho a medida. Ajuste preciso que se puede medir en incrementos de un milímetro y está disponible en sus versiones con y sin extracción.

- Ofrece la posibilidad de retirar los aparatos fijos antes y se puede utilizar como retenedor
- Cierra los pequeños espacios y corrige rotaciones menores
- Corrige y junta los dientes simultáneamente en ambas arcadas
- Apropiado para tratamientos de alineación ya que fomenta una oclusión correcta sin necesidad de férulas de alineación adicionales

**Use Pre-Finisher cuando:** Es recomendable comenzar con el tratamiento de acabado cuando los dientes están preparados para el movimiento, inmediatamente después de haber retirado los brackets. Usándose como aparato provisional mientras se está fabricando el retenedor a medida.

## Refine® Aparato de Acabado de Ortodoncia



Se trata del aparato de acabado más pequeño y permite obtener los mismos resultados que Tooth Positioner y Mini-Positioner. Solicítelo online de forma sencilla y en múltiples colores para el agrado de los pacientes.

- Ofrece la posibilidad de retirar los aparatos fijos con mayor antelación
- Cierra los pequeños espacios y corrige rotaciones menores y discrepancias bucolinguales
- Corrige y junta los dientes en ambas arcadas simultáneamente, favoreciendo una oclusión correcta
- Especialmente idóneo para tratamientos de alineación, Refine se puede utilizar para reemplazar bandejas múltiples de alineación cuando se requiera un mayor perfeccionamiento

**Use Refine cuando:** El paciente utiliza un tratamiento de alineación y se encuentra en la fase de perfeccionamiento pero no quiere seguir llevando alineadores adicionales. Permite que el paciente reduzca el tiempo de llevar el aparato, pasando de 24 horas a solo lamitad del tiempo.

**TPRX™** gestión digital personalizada  
[tportho.com/custom](http://tportho.com/custom)

Gestión de prescripciones digitales con TPRX™.

**¡Envíe - Gestione - Archive** todas sus prescripciones ahora!

Para información sobre TPRX llame al **+34 936 41 54 81** o visítenos online.