

Nu-Edge® SL

Brackets cobalt chrome



Recommandations pour l'ordre des arcs

1

ALIGNEMENT

.014"

Arc nickel titane 'TPO® Original Reflex®'
Arc nickel titane thermo-réactif 'TPO Reflex'

.016"

Arc nickel titane 'TPO® Original Reflex®'
Arc nickel titane thermo-réactif 'TPO Reflex'

2

NIVELLEMENT

.016" x .022"

Arc nickel titane 'TPO® Original Reflex®'
Arc nickel titane thermo-réactif 'TPO Reflex'
Arc titane 'TPO TiMolium®'

.018" x .025"

Arc nickel titane 'TPO® Original Reflex®'
Arc nickel titane thermo-réactif 'TPO Reflex'

.017" x .025"

Arc titane 'TPO TiMolium®'

3

PHASE ACTIVE

.016" x .022"

Arc en acier brillant 'TPO Shiny Bright'

.018" x .025"

Arc en acier brillant 'TPO Shiny Bright'

4

PHASE DE DÉTAILS ET DE FINITION

.016" x .022"

Arc en acier brillant 'TPO Shiny Bright'

.018" x .025"

Arc en acier brillant 'TPO Shiny Bright'

PLEIN ENGAGEMENT DU SLOT

.017" x .025"

Arc en acier brillant 'TPO Shiny Bright'

.0215" x .025"

Arc en acier brillant 'TPO Shiny Bright'

Pour plus d'informations, visitez **tportho.com**
ou appelez **+33 2 59 60 30 53**

