

Nu-Edge® SL

Kobalt-Chrom Brackets



Bogensequenzen- Richtlinien

1

AUSRICHTUNGSPHASE

.014"	TPO® Original Reflex® Nickel-Titan Bogen TPO Reflex Hitze-aktivierter Nickel-Titan Bogen
.016"	TPO Original Reflex® Nickel-Titan Bogen TPO Reflex Hitze-aktivierter Nickel-Titan Bogen

2

NIVELLIERUNG

.016" x .022"	TPO Original Reflex® Nickel-Titan Bogen TPO Reflex Hitze-aktivierter Nickel-Titan Bogen TPO TiMolium® Titan Bogen
.018" x .025"	TPO Original Reflex® Nickel-Titan Bogen TPO Reflex Hitze-aktivierter Nickel-Titan Bogen
.017" x .025"	TPO TiMolium Titan Bogen

3

HAUPTARBEITSPHASE

.016" x .022"	TPO Shiny Bright Stainless Steel Bogen
.018" x .025"	TPO Shiny Bright Stainless Steel Bogen

4

DETAILLIERTE FEINJUSTIERUNG

.016" x .022"	TPO Shiny Bright Stainless Steel Bogen
.018" x .025"	TPO Shiny Bright Stainless Steel Bogen

MIT SLOTVOLLEINSATZ

.017" x .025"	TPO Shiny Bright Stainless Steel Bogen
.0215" x .025"	TPO Shiny Bright Stainless Steel Bogen

Erfahren Sie mehr unter **tportho.com**

Deutschland **+44 113 220 3235**
Österreich **+44 113 220 3235**

