

Nu-Edge® SL

Brackets de Cromo Cobalto



Guía sobre Secuencia de Arcos

1

ALINEAMIENTO

.014"

Arco Reflex® Original de Nickel Titanio de TPO®
Arco Reflex Termo-Activado de Nickel Titanio de TPO

.016"

Arco Reflex Original de Nickel Titanio de TPO
Arco Reflex Termo-Activado de Nickel Titanio de TPO

2

NIVELACIÓN

.016" x .022"

Arco Reflex Original de Nickel Titanio de TPO
Arco Reflex Termo-Activado de Nickel Titanio de TPO
Arco TiMolium® de Titanio de TPO

.018" x .025"

Arco Reflex Original de Nickel Titanio de TPO
Arco Reflex Termo-Activado de Nickel Titanio de TPO

.017" x .025"

Arco TiMolium de Titanio de TPO

3

CORRECCIÓN

.016" x .022"

Arco Shiny Bright de Acero Inoxidable de TPO

.018" x .025"

Arco Shiny Bright de Acero Inoxidable de TPO

4

ACABADO

.016" x .022"

Arco Shiny Bright de Acero Inoxidable de TPO

.018" x .025"

Arco Shiny Bright de Acero Inoxidable de TPO

RELLENO COMPLETO DE LA RANURA

.017" x .025"

Arco Shiny Bright de Acero Inoxidable de TPO

.0215" x .025"

Arco Shiny Bright de Acero Inoxidable de TPO

Para saber más: **tportho.com**
o llame al **+34 936 41 54 81**

