

**Pacientes com
boa aparência,
profissionais
valorizados.**

"Tenho usado os Brackets Cerâmicos InVu desde que comecei na prática privada. Na minha experiência, os brackets InVu são fáceis de posicionar e trabalhar, não quebram durante o tratamento – e consigo o torque e controle desejados.

A base de polímero impede que a cerâmica adira ao esmalte, criando um processo seguro de remoção."

– Bart Wilson, DMD,
San Antonio, TX




Dr. Wilson não é consultor da TP Orthodontics, Inc. e não recebe nenhuma compensação financeira pelas suas opiniões sobre o produto apresentado.

Design Inovador

+ PARA PROFISSIONAIS E PACIENTES

Os brackets Estéticos InVu representam a mais recente evolução no design de brackets cerâmicos – elevando o tratamento estético a um novo nível de desempenho, sem comprometer o tempo de tratamento.

Desenvolvidos pela TP Orthodontics, inovadora da **Personalized Color-Matching Technology®**, os brackets InVu são uma solução ideal para qualquer paciente, especialmente para aqueles que o solicitam, mas não são candidatos ideais para tratamento com alinhadores. Os profissionais de ortodontia apreciam o design comprovado do bracket duplo e o processo previsível de remoção, ou debonding. Os pacientes apreciam a superfície suave dos brackets, que não mancha, e a excelente aparência estética.



Combinados com os Arcos Estéticos TPO®, os brackets InVu são quase imperceptíveis.

Como os nossos arcos estéticos são revestidos apenas na superfície labial, pode ter a certeza que o dimensionamento e desempenho do arco não serão comprometidos.

InVu® Confiança em
todos os casos.

T P O R T H O . C O M

Engenharia de Precisão

+ PARA DESEMPENHO APRIMORADO


ESTÁ TUDO NA BASE

Um dos diferenciais dos Aparelhos Estéticos InVu é a base de polímero patenteada. O design da malha replica de perto uma base metálica, enquanto o material de polímero oferece uma barreira protetora entre o bracket cerâmico e o esmalte. Como a base flexiona durante o debonding, o bracket é removido de forma limpa, sem necessidade de o fraturar ou do uso de ferramentas especiais.

Como Funciona

As propriedades ópticas, incluindo cor e translucidez, variam amplamente entre os dentes dos pacientes. O material cerâmico de alta densidade é composto por elementos microestruturais especialmente projetados para oferecer uma combinação perfeita dessas propriedades ópticas. Quando a luz e a cor são difundidas pelo bracket, o bracket integra-se com o esmalte em redor — tornando-o visualmente imperceptível.¹

Com a Personalized Color-Matching Technology, os Aparelhos Estéticos InVu combinam com praticamente qualquer tonalidade de dente.



Brackets InVu reais mostrados
sem realce ou edição de cor.

FACILIDADE DE REMOÇÃO

O debonding é seguro e confortável para os pacientes. Graças à base flexível, os Aparelhos Estéticos InVu são fáceis de remover — sem necessidade de instrumentos especiais, apenas tesouras de ligadura padrão. Também não é necessário fraturar os brackets: basta deixar o arco ligado e proceder como faria com brackets metálicos.

ESTÉTICA EXCEPCIONAL

Como a base e o bracket são translúcidos, apenas a cor natural do dente é visível.

RESISTÊNCIA DE LIGAÇÃO IDEAL

A base de polímero flexível adere firmemente tanto quimicamente quanto mecanicamente, praticamente eliminando falhas de colagem. Na hora de remover, nenhum outro bracket tem um desempenho igual ao dos InVu.

INTERFACE DE PROTEÇÃO DO ESMALTE

Como medida de segurança, a camada de polímero evita o contato do esmalte com a cerâmica, garantindo a proteção dos dentes dos seus pacientes durante o debonding.

APARÊNCIA VIRTUALMENTE INVISÍVEL

A Personalized Color Matching Technology permite que os brackets InVu se misturem com quase qualquer cor de dente — e são praticamente indetetáveis em fotos.

CERÂMICA POLICRISTALINA DE ALTA DENSIDADE

O material de alta densidade proporciona uma superfície extremamente lisa, sem imperfeições, resultando em maior resistência à fratura e conforto para o paciente.

VERDADEIRO BRACKET DUPLO (TRUE TWIN)

Design comprovado que oferece múltiplas opções de ligadura e resultados previsíveis.

DESIGN OTIMIZADO DE ASA E GANCHO

Cavidades profundas nas asas oferecem uma ligadura segura. Ganchos com extremidades em forma de bola nos caninos e pré-molares retêm os elásticos e facilitam a colocação pelos pacientes.

A Combinação Perfeita

+ PARA SEUS PACIENTES

A TP Orthodontics desenvolveu a Personalized Color-Matching Technology para criar um bracket verdadeiramente estético, que fica ótimo em qualquer tonalidade de dente.

Em comparação com 16 brackets diferentes, o bracket da TPO com Personalized Color-Matching Technology, foi a única marca que apresentou boa correspondência com a cor dos dentes naturais em todos os parâmetros de cor. Foi também a única marca avaliada como "visualmente imperceptível".¹

Também está disponível uma linha completa de produtos auxiliares complementares:


- Arcos estéticos
- Ganchos e stops estéticos crimpáveis
- Molas de arco estético (Reflex® coil)
- Ligaduras estéticas



Economize Tempo com Adesivo Pré-Aplicado

Os Aparelhos Estéticos InVu também estão disponíveis com Readi-Base®, com adesivo pré-aplicado eXact®, para conveniência e maior eficiência:

- 1 Prontos para uso assim que retirados da embalagem
- 2 Risco reduzido de contaminação
- 3 Facilidade de posicionamento, sem deslizamento dos brackets
- 4 Limpeza rápida e mínima dos resíduos de adesivo



InVu® Confiança em todos os casos.

Um novo padrão o tratamento estético

A TP Orthodontics é reconhecida mundialmente por oferecer soluções valiosas para ortodontistas. Mais uma vez, a TPO® entrega um produto que eleva o padrão no tratamento ortodôntico.

Os Aparelhos Estéticos InVu oferecem ligadura controlada, colagem resistente comprovada, debonding seguro e design confortável. O design preferido pelos profissionais, junto com a estética preferida pelos pacientes, faz do InVu um novo padrão em tratamento com brackets estéticos.

Eleve o nível da sua prática contactando **+351 21 124 6897** ou visite **tportho.com**.

Contacte um dos nossos escritórios para saber mais.

SEDE MUNDIAL

Estados Unidos
100 Center Plaza
La Porte, Indiana 46350-9672 USA
Tel: 800.348.8856
E-mail: info@tportho.com

INTERNATIONAL OFFICES

Australia
Tel: 61 +3 9342 3200
Gratuito: 800 643 055
E-mail: tpaus@tportho.com

China
Tel: +86-510-8516 3367
E-mail: tpchina@tportho.com

England / Europe
Tel: 44 (0) 113 2203238
E-mail: tpeng@tportho.com

Japan
Tel: 81 3 5961 3800
E-mail: tpoj@tportho.com

México / Latin America
Tel: (55) 5662 56 67
Gratuito: 01 800 711 8035
E-mail: tpmex@tportho.com

South Africa
Tel: +27 (0) 11 100 0956
E-mail: tporthosa@tportho.com



TP Orthodontics, Inc.

f **in** **T P O R T H O . C O M**

¹ Lopes-Filho, et al; Influence of optical properties of esthetic brackets (color, translucence, and fluorescence) on visual perception; Am J Orthod Dentofacial Orthop 2012;141:460-7.

² Hüdanur Yılmaz (née Huda Abulkbash) and Selma Elekdag-Türk; Clinical performance of uncoated and precoated polymer mesh base ceramic brackets; Progress in Orthodontics (2019) 2014.

©2026 TP Orthodontics, Inc. All rights reserved.

TPO, Personalized Color-Matching Technology, InVu, Readi-Base, Reflex, and eXact are registered trademarks of TP Orthodontics, Inc. Patents may apply.